

STAT PROFILE®
Prime

Sadeliğin Yeni Tanımı Yoğun Bakım Testi için

Stat Profile Prime yeni nesil yoğun bakım kanıdır

Daha basit, daha küçük, daha hızlı ve daha ucuz bir analizör için tüketici dünyasının devrim niteliğindeki mikroelektroniklerini Nova Biomedical'in yenilikçi MicroSensor Card™ teknolojisiyle birleştiren gaz analizörü.

MikroSensör Kartı™ teknoloji için daha basit, daha küçük, daha hızlı ve daha azpahalı analizör.

10 Test İstatistik Menüsü

pH, PCO₂, PO₂, Na, K, Cl, Ca²⁺, Glu, Lac, Hct

ZERØ™ Bakımı

Kartuş Teknolojisi

Bakım gerektirmeyen MicroSensor kartları ve geçmeli kalibratör kartuşları kullanıma hazırdır ve saniyeler içinde değiştirilebilir

Otomatik, Gerçek Sıvı Kalite Kontrolü

Yerleşik sıvı QC seviyeleri sürekli elektronik ile birleştirilir ,kendi kendini izleme (SQM)

Pıhtı Bloğu™ Koruma

Benzersiz prob ve akış yolu, analizörü kan pıhtılarından korur

Kompakt Boyut

Yükseklik: 15,4 inç
Genişlik: 12,0 inç
Derinlik: 14,4 inç



MikroSensör
KartuşKart
2,5inx2in(6,35cmx5,0cm)

Klinisyenin Zamanından Tasarruf Edilmesi



ZERØ™ Bakım Kartuşu Teknolojisi



Geçmeli kartuşların değiştirilmesi kolaydır ve eski kartuş tabanlı sistemlerde yaygın olan uzun süreli kalibrasyonları ortadan kaldırır. Yerleşik QC kartuşları kalite kontrolünü otomatik olarak gerçekleştirerek zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Klinisyenler bakım veya kalite kontrol işlevleri yerine hasta bakımına odaklanabilir.

Pıhtı Koruması

Benzersiz Clot Block™ akış yolumuz, pıhtılaşmış numunenin girmesinden kaynaklanan bakım ve arıza süresini ortadan kaldırarak şekilde tasarlanmıştır.

Maksimum Analizör Çalışma Süresi ve Hazırlığı

Stat Profile Prime, yalnızca 60 saniyede yoğun bakım profili sunmaya her zaman hazırdır. Sürekli hazırlığı korumak için kalibrasyon ve kalite kontrol otomatik olarak gerçekleştirilir. Stat Profile Prime kartuşları analizörün çalışma süresine önemli bir fayda sağlar. Her kartuş kullanıma hazırdır ve eski kartuş sistemleri için gereken saat veya daha fazla süreye kıyasla saniyeler içinde kolayca değiştirilebilir.

Yoğun Bakım İş Akışını İyileştirir

Stat Profile Prime, eski kartuş sistemlerinde yaygın olan numuneden numuneye gecikmeyi ortadan kaldırır. Arka arkaya örnekleme için yaygın olduğu kritik bakım ortamında Stat Profile Prime yalnızca 5 dakikada 4 istatistik sonucu sağlayabilir. Yarışmamızın aynı sonuçları sağlaması için 18 dakikaya kadar süre gerekiyor.

Kompakt, Taşınabilir Boyut



Ağırlık: 17,9 lbs/8.167 kg

Stat Profile Prime, en küçük ve en hafif kritik bakım analizörlerinden biridir. O kadar kompakt ki hastanenin herhangi bir yerine yerleştirilebilir veya yedek pil ile mobil bir araba üzerinde çalıştırılabilir.

15,4 inç 39,1 yedek batarya.